



# マイクロ・ナノカラム

LC/MS/MSに  
最適なカラムを提供



マイクロカラム: 0.3 mm i.d., 0.5 mm i.d.      ナノカラム: 0.075 mm i.d., 0.1 mm i.d., 0.15 mm i.d.  
 カラム管材質: 0.075mm i.d., 0.10 mm i.d., 0.15 mm i.d., 0.3 mm i.d.はPEEK SIL,  
 0.5 mm i.d.はガラスライニングチューブ

## SunShell C18, 2.6 μm 150 x 0.075 mm i.d.とNano LC-MSを用いたIDA測定




サンプル BSAトリプシン消化品 30ug on column  
 検出器: QTRAP5500  
 検出モード: IDA測定  
 HPLC: Ultimate 3000 RSLC nano  
 Trap column: Acclaim PepMap 100, 3 μm, 20 x 0.075 mm i.d.  
 Analytical column: SunShell C18, 2.6 μm, 150 x 0.075 mm i.d.  
 移動相条件: Trap columnへは0.1% TFAを用いてサンプル導入  
 Anal. columnへはA)0.1% Formic acidおよび  
 B)0.1% Formic acid / 80% Acetonitrileを用いた  
 25分間のGradient

データ提供: 製薬企業

\*データベースとの照合後、BSAの配列同定率は60%以上となり、従来のナノカラムに比べても高い同定率となりました。

# ナノカラムによるモノクローナル抗体 (IgG) の分離

SunShell C4-100, 1000 Å 100 x 0.15 mm i.d.




Column dimension: 100 x 0.15 mm i.d.  
 Mobile phase: A) water/TFA (100/0.1)  
 B) acetonitrile/TFA (100/0.085)  
 30-45%B (0-15 min)  
 Flow rate: 0.004 mL/min  
 Temperature: 80 °C  
 Detection: UV at 215 nm  
 Injection: 0.1 µL  
 Sample: 細胞培養によって得られた精製抗体 (IgG, プロテインGアフィニティークラムで精製)

## マイクロ・ナノカラムの性能

Sample: 1 = Uracil, 2 = Acenaphthene


SunShell C18, 2.6 µm 150 x 0.1 mm

Mobile phase: Acetonitrile:water=60:40  
 Flow rate: 600 nL/min  
 Pressure: 15.8 MPa




SunShell C18, 2.6 µm 50 x 0.3 mm

Mobile phase: Acetonitrile:water=50:50  
 Flow rate: 5.9 µL/min  
 Pressure: 6.4 MPa




SunShell C18, 2.6 µm 150 x 0.3 mm

Mobile phase: Acetonitrile:water=60:40  
 Flow rate: 5.3 µL/min  
 Pressure: 15.7 MPa



SunShell C18, 2.6 µm 50 x 0.5 mm

Mobile phase: Acetonitrile:water=60:40  
 Flow rate: 14 µL/min  
 Pressure: 15.8 MPa



\* コアシェルカラムのSunShell C18は内径0.3mm長さ150mmのマイクロカラムでも内径2.1mmのセミマイクロカラムとほぼ同じ30,000段の性能を発揮します。長さ50mmの短いカラムでも7,000段以上の性能です。

## 価格表

	内径(mm)	0.075		0.1		0.15		0.3		0.5		USP category	
		長さ(mm)	型番	価格	型番	価格	型番	価格	型番	価格	型番		価格
SunShell C18, 2 µm	50	CB1J4P	¥98,000	CB1H4P	¥98,000	CB1K4P	¥98,000	CB1G4P	¥98,000	CB1F48	¥98,000	L1	
	150	CB1J7P	¥98,000	CB1H7P	¥98,000	CB1K7P	¥98,000	CB1G7P	¥98,000	CB1F78	¥98,000		
SunShell C18, 2.6 µm	50	CB6J4P	¥98,000	CB6H4P	¥98,000	CB6K4P	¥98,000	CB6G4P	¥98,000	CB6F48	¥98,000		
	150	CB6J7P	¥98,000	CB6H7P	¥98,000	CB6K7P	¥98,000	CB6G7P	¥98,000	CB6F78	¥98,000		
SunShell C18, 5 µm	50	-----	-----	-----	-----	-----	-----	CB3G4P	¥98,000	CB3F4L	¥98,000		
	150	-----	-----	-----	-----	-----	-----	CB3G7P	¥98,000	CB3F7L	¥98,000		
Sunniest C18, 3 µm	50	EB2J4P	¥98,000	EB2H4P	¥98,000	EB2K4P	¥98,000	EB2G4P	¥98,000	EB2J48	¥98,000		
	150	EB2J7P	¥98,000	EB2H7P	¥98,000	EB2K7P	¥98,000	EB2G7P	¥98,000	EB2J78	¥98,000		
Sunniest C18, 5 µm	50	EB3J4P	¥98,000	EB3H4P	¥98,000	EB3K4P	¥98,000	EB3G4P	¥98,000	EB3J4L	¥98,000		
	150	EB3J7P	¥98,000	EB3H7P	¥98,000	EB3K7P	¥98,000	EB3G7P	¥98,000	EB3J7L	¥98,000		
SunShell Phenyl, 2.6 µm	50	CP6J4P	¥98,000	CP6H4P	¥98,000	CP6K4P	¥98,000	CP6G4P	¥98,000	CP6F48	¥98,000		L11
	150	CP6J7P	¥98,000	CP6H7P	¥98,000	CP6K7P	¥98,000	CP6G7P	¥98,000	CP6F78	¥98,000		
SunShell C8-30HT, 3.4 µm	50	C56J4P	¥98,000	C56H4P	¥98,000	C56K4P	¥98,000	C56G4P	¥98,000	C56F48	¥98,000	L7	
	150	C56J7P	¥98,000	C56H7P	¥98,000	C56K7P	¥98,000	C56G7P	¥98,000	C56F78	¥98,000		
SunShell C4-100, 2.6 µm	50	C66J4P	¥98,000	C66H4P	¥98,000	C66K4P	¥98,000	C66G4P	¥98,000	C66F48	¥98,000	L26	
	150	C66J7P	¥98,000	C66H7P	¥98,000	C66K7P	¥98,000	C66G7P	¥98,000	C66F78	¥98,000		

※ 上表以外の充填剤 (固定相) 並びにサイズに関しても製造可能です。詳細は弊社クロマトニックテクノロジーズまでお問合せ下さい。

※ 上記価格に消費税は含まれておりません。

※ カラムのエンドフィティングはParker タイプです。

※ 型番の最後のP, Lまたは8はカラム管の材質を表しており, PはPEEK/SIL, L及び8はガラスライニングチューブです。なお, Lのみカラム耐圧は45MPaですが, 他は内径0.3mm(耐圧60MPa)を除き80MPaの耐圧です。

※ 外観および仕様は改良のため, 予告なく変更する場合がございますのでご了承願います。

## 開発・製造・発売元



## 株式会社 クロマトニックテクノロジーズ

大阪本社 代表取締役社長 長江 徳和  
 552-0001 大阪府大阪市港区波除6-3-1  
 TEL: 06-6581-0885 FAX: 06-6581-0890  
 E-mail: info@chromanik.co.jp URL: http://chromanik.co.jp

首都圏オフィス  
 〒252-0331 神奈川県相模原市南区大野台1-8-31-601  
 TEL: 042-851-3497  
 携帯: 080-8863-4741