



DEGASi Compactは、Systec™ 社の最新 真空チャンバー技術を駆使した、**業界最小サイ ズのスタンドアローン/オンライン脱気装置**です。

DEGASi Compact は167 x 56 x 100mmと、非常にコンパクトです。真空ポンプを小型コントロールパネルに内蔵し、加えてSystec™社の285ul真空チャンバーを用いることでこの小さなボディが実現しました。2, 4 そして6チャンネルをそろえました。

連続稼働する真空ポンプと閉ループ制御のコンビネーションで、安定したベースラインをお約束します。また、正確な真空レベルを維持するため、ポンプスピードが調整されます。

DEGASi Compactはエラー検出機能が内蔵されています。フロントパネルの2色のダイオードで、パフォーマンスの様子がわかります。

耐用年数は6年以上です。



P/N	チャンネル数	内部容量
0004-2285	2	285 µl
0004-4285	4	285 µl
0004-6285	6	285 µl



<仕様>

チューブ:

Systec AF™ (0.035" id)

チャンネル圧:

70 psi (試験圧)

接液部材:

Systec AF™, PPS, PEEK, ガラス充填PTFE

真空ハウジング素材:

ガラス充填PPS (Polyphenylene Sulfide)

接続ねじ規格:

1/4"-28UNF

速度:

2ml/min/チャンネル

サイズ(L x H x B):

167 x 100 x 56 mm

耐用年数:

6年以上 (1日12時間365日@100RPMで連続稼働)