

# Degasi Compact

手のひらサイズのコンパクト仕様、2ml/min程度の低流速に

## 〈仕様〉

接液部材: Systec AF™, PEEK, ガラス充填PTFE

接続ねじ規格: 1/4"-28UNF

サイズ(L x W x H): 167 x 59 x 111 mm

重量: 1 kg

電源: 100 - 240 vac (±10 %), 1a, 50 - 60 hz (±3 hz)

ACアダプタ: 北米/日本, UK, ヨーロッパ、豪州

型番	モデル	チャンネル数	内部容量	最大流量
0004-2285-W	Compact	2	285 µl	2 ml/min/channel
0004-4285-W	Compact	4	285 µl	2 ml/min/channel
0004-6285-W	Compact	6	285 µl	2 ml/min/channel

