

Degasi *PLUS Classic*

ファーストチョイス・オールラウンド脱気装置

〈仕様〉

接液部材: Systec AF™, PEEK, ガラス充填PTFE

接続ねじ規格: 1/4"-28UNF

サイズ(L x W x H): 230 x 56 x 107 mm

重量: 1.5 kg

電源: 100 - 240 vac (±10 %), 1a, 50 - 60 hz (±3 hz)

ACアダプタ: 北米/日本, UK, ヨーロッパ、豪州

型番	モデル	チャンネル数	内部容量	最大流量
0003-6351-A	CLASSIC	1	480μL	3 ml/min/channel
0003-6352-A	CLASSIC	2	480μL	3 ml/min/channel
0003-6353-A	CLASSIC	3	480μL	3 ml/min/channel
0003-6354-A	CLASSIC	4	480μL	3 ml/min/channel
0003-6355-A	CLASSIC	5	480μL	3 ml/min/channel
0003-6356-A	CLASSIC	6	480μL	3 ml/min/channel

