

Degasi *PLUS Micro*

低流量の作業・デッドボリュームを最小に抑えたいとき

〈仕様〉

接液部材: Systec AF™, PEEK, ガラス充填PTFE

接続ねじ規格: 1/4"-28UNF

サイズ(L x W x H): 230 x 56 x 107 mm

重量: 1.5 kg

電源: 100 - 240 vac (±10%), 1a, 50 - 60 hz (±3 hz)

ACアダプタ: 北米/日本, UK, ヨーロッパ、豪州

型番	モデル	チャンネル数	内部容量	最大流量
0003-6351-S	MICRO	1	100μL	0.5 ml/min/channel
0003-6352-S	MICRO	2	100μL	0.5 ml/min/channel
0003-6353-S	MICRO	3	100μL	0.5 ml/min/channel
0003-6354-S	MICRO	4	100μL	0.5 ml/min/channel
0003-6355-S	MICRO	5	100μL	0.5 ml/min/channel
0003-6356-S	MICRO	6	100μL	0.5 ml/min/channel

