

Degasi *Plus Semi-Prep*

6 - 10ml/minまでの高流速分析に

〈仕様〉

接液部材: Systec AF™, PEEK, ガラス充填PTFE

接続ねじ規格: 1/4"-28UNF

サイズ(L x W x H): 230 x 56 x 107 mm

重量: 1.5 kg

電源: 100 - 240 vac (±10%), 1a, 50 - 60 hz (±3 hz)

ACアダプタ: 北米/日本, UK, ヨーロッパ、豪州

型番	モデル	チャンネル数	内部容量	最大流量
0003-6351-L	SEMI-PREP	1	925µl	6 ml/min/channel
0003-6352-L	SEMI-PREP	2	925µl	6 ml/min/channel
0003-6353-L	SEMI-PREP	3	925µl	6 ml/min/channel
0003-6354-L	SEMI-PREP	4	925µl	6 ml/min/channel
0003-6355-L	SEMI-PREP	5	925µl	6 ml/min/channel
0003-6356-L	SEMI-PREP	6	925µl	6 ml/min/channel

