

Degasi *Prep*

15ml/min程度の高流速分析に

型番	モデル	チャンネル数	内部容量	最大流量
0001-2053	Prep	2	5.3 ml	15 ml/min/channel

<仕様>

接液部材: Systec AF™, PEEK, ガラス充填PTFE

接続ねじ規格: 1/4"-28UNF

サイズ(L x W x H): 296 x 79 x 163 mm

重量: 2 kg

電源: 100 - 240 vac (±10%), 1a, 50 - 60 hz (±3 hz)

ACアダプタ: 北米/日本, UK, ヨーロッパ、豪州

