

Degasi *Prep Plus*

75 - 100ml/min程度の大容量脱気対応

型番	モデル	チャンネル数	内部容量	最大流量
0001-0120	PREP+	1	23 ml	75 - 100 ml/min/channel
0001-0220	PREP+	2	23 ml	75 - 100 ml/min/channel
0001-0420	PREP+	4	23 ml	75 - 100 ml/min/channel

〈仕様〉

接液部材: Systec AF™, PEEK, ガラス充填PTFE

接続ねじ規格: 1/4"-28UNF

サイズ(L x W x H): 260 x 110 x 150 mm (1 & 2 チャンネル)
260 x 110 x 290 mm (4 チャンネル)

電源: 100 - 240 vac (±10%), 1a, 50 - 60 hz (±3 hz)

ACアダプタ: 北米/日本, UK, ヨーロッパ, 豪州



Degasi Prep Plus 脱気チャンバー

