

大容量インライン脱気装置

DEGASi PREP +



業界初大容量インライン脱気装置

Biotech ABと IDEX H&Sより、業界初の大容量インライン脱気装置をご紹介します。150ml/min(推奨)までの流量で使用でき、さまざまな有機溶媒に対応。スタンドアローンもしくはオープンフレームタイプで好評発売中。

(150ml/min はあくまでも推奨流速です。スタンドアローンの脱気装置は2チャンネルで、各チャンネルの推奨流速は75 ml/minです。2つのチャンネルを直列に接続して150 ml/minで使用できます)

- 分取 HPLC
- フラッシュクロマトグラフィー
- ハイスループット脱気
- 生化学分析
- 分注用液体脱気
- インク脱気 等に役立ちます。



製造元
Biotech AB, Sweden
www.biotech.se



輸入販売元
株式会社バイオニック
www.bionikinc.com

<仕様>

推奨流速: 75 mL/min (1チャンネル)

最高使用圧力: 2 bars (30 psi)

接液部材質: Systec AF®, PPS

接続部: 1/4-28 メスねじ

圧力損失 (kPa/mL/min): 0.053 kPa/ml/min

寸法 (mm): L: 258 W: 150 H: 98

重量: 約 3kg


電源: 24V 電源込 100-240V 50/60Hz





型番	チャンネル数	内部容量
0001-0120	1	20ml
0001-0220	2	20ml
0001-0420	4	20ml

左記はスタンドアロンタイプです。フレームなしのOEM仕様は株式会社バイオニックまでお問い合わせ下さい。

<ポンプ圧力安定テスト: 流速 100ml/min, Water MeOH:H2O Gradient>



<保持時間テスト>



株式会社バイオニック

〒417-0801 静岡県富士市大淵3397-19 TEL/FAX 0545-38-9125/9125 Email info@bionikinc.com

