



新発売! 大容量脱気装置

# DEGASi *HIGH FLOW*



(株)バイオニック



〒417-0801 静岡県富士市大淵3397-19 TEL 0545-38-9125/9126  
Email [info@bionikinc.com](mailto:info@bionikinc.com) [www.bionikinc.com](http://www.bionikinc.com)

デガッサーDEGASi HIGH FLOWは、長期間使用できるように設計された、最新の大容量デガッサーです。液体中の溶存気体を除去して気泡の発生を防ぎ、ディスペンサーの分注精度を向上させます。

水を使用する用途（研究開発、生産工程、検査工程）や、サンプルの希釈・洗浄に最適な脱気装置です。

溶存酸素除去率（水、16kPa, 25°C）

圧力損失（水、16kPa, 25°C）



## 仕様

最大流量	500mL/min (水)
溶存酸素除去率	> 60% (300 mL/min)
圧力損失	< 10kPa (300 mL/min)
脱気対象液	純水、イオン交換水、中性液
流路最大耐圧	0.2 MPa
使用温度	2 - 45°C
接液部材質	シリコン、PVC, NBR, PP
寸法	W 115 x H 115 x D 330mm
配管接続	ID 8mm チューブ用バンプ
重量	3 kg
内部容量	60 mL
電源	DC 24V 12W (max.)

販売元 (株)バイオニック

〒417-0801 静岡県富士市大淵3397-19 TEL 0545-38-9125/9126

Email [info@bionikinc.com](mailto:info@bionikinc.com) [www.bionikinc.com](http://www.bionikinc.com)