



大容量脱気装置

DEGASi *HIGH FLOW*





(株)バイオニック

〒417-0801 静岡県富士市大淵3397-19 TEL 0545-38-9125/9126
Email info@bionikinc.com www.bionikinc.com

デガッサー-DEGASi HIGH FLOWは、長期間使用できるように設計された、最新の大容量デガッサーです。液体中の溶存気体を除去して気泡の発生を防ぎ、ディスペンサーの分注精度を向上させます。

水を使用する用途（研究開発、生産工程、検査工程）や、サンプルの希釈・洗浄に最適な脱気装置です。



仕様

| | |
|---------|-------------------------|
| 最大流量 | 500mL/min (水) |
| 溶存酸素除去率 | > 60% (300 mL/min) |
| 圧力損失 | < 10kPa (300 mL/min) |
| 脱気対象液 | 純水、イオン交換水、中性液 |
| 流路最大耐圧 | 0.1 MPa |
| 使用温度 | 2 - 45℃ |
| 接液部材質 | シリコン、PVC, NBR, PP |
| 寸法 | W 115 x H 115 x D 330mm |
| 配管接続 | ID 8mm チューブ用バンプ |
| 重量 | 3 kg |
| 内部容量 | 60 mL |
| 電源 | DC 24V 12W (max.) |

販売元 (株)バイオニック